

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
	STOMATOLOGICKÉ NÁRADIE Výrobca NSK (Japonsko) TURBÍNOVÝ PROGRAM			
NOVINKA!	Svetelné turbíny série Z - záruka 3 roky			
Z900L	prevedenie so štandardnou hlavičkou, výkon až 26W	1 ks	665,83 €	799,00 €
Z900KL	prevedenie so štandardnou hlavičkou, výkon 24W	1 ks	749,17 €	899,00 €
Záruka 2 roky!	Svetelné turbíny TI-MAX - Titanium Séria X			
	* kompletný plášť(telo) turbínok je z titánu Duracoat - ľahší a tvrdší materiál odolnejší voči nárazom a poškrabaniu povrchu plášťa, o 20% nižšia hmotnosť			
	* nový účinnejší "CLEAN HEAD" systém je integrovaný v rotorčeku - zabraňuje kontaminácii hlavičky a znečisteniu predného ložiska			
	* rotorčeky sú vybavené keramickými ložiskami a dvojitou vzduchovou tryskou, vyšší krútiaci moment - výkon až 22W			
	* silnejšia intenzita celulórneho svetlovodu			
	* vysoká odolnosť voči multi-sterilizácii v autoláve			
	* NSK patentované tlačítkové upínanie vrtáča			
	* švortryskový sprej			
	* dlhšia životnosť			
X500L	prevedenie s mini-hlavičkou , 450 000 ot./min.,štvorcestné chladenie, výkon 17W; pripojenie na NSK rýchlospojku	1 ks	665,83 €	799,00 €
X600L	prevedenie so štandardnou hlavičkou, 440 000 ot./min.,štvorcestné chladenie, výkon 21W; pripojenie na NSK rýchlospojku	1 ks	665,83 €	799,00 €
X700L	prevedenie s veľkou hlavičkou, 360 000 ot./min.,štvorcestné chladenie, výkon 22W; pripojenie na NSK rýchlospojku	1 ks	665,83 €	799,00 €
X500SL	prevedenie s mini-hlavičkou, max. 450 000 ot./min.,štvorcestné chladenie, výkon 16W; pripojenie na Sirona rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X600SL	prevedenie so štandardnou hlavičkou, 440 000 ot./min.,štvorcestné chladenie, výkon 18W; pripojenie na Sirona rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X700SL	prevedenie s veľkou hlavičkou, 360 000 ot./min.,štvorcestné chladenie, výkon 19W; pripojenie na Sirona rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
X500KL	prevedenie s mini-hlavičkou, 450 000 ot./min., štvorcestné chladenie, výkon 16W; pripojenie na Kavo rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X600KL	prevedenie so štandardnou hlavičkou, 440 000 ot./min., štvorcestné chladenie, výkon 18W; pripojenie na Kavo rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X700KL	prevedenie s veľkou hlavičkou, 360 000 ot./min., štvorcestné chladenie, výkon 19W; pripojenie na Kavo rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X500W-LED	Titánová svetelná turbína LED s výkonom 16W pripojiteľná na rýchlospojku WH	1 ks	740,00 €	888,00 €
X600W-LED	Titánová svetelná turbína LED s výkonom 18W pripojiteľná na rýchlospojku WH	1 ks	740,00 €	888,00 €
X700W-LED	Titánová svetelná turbína LED s výkonom 19W pripojiteľná na rýchlospojku WH	1 ks	740,00 €	888,00 €
X500BL-LED	Titánová svetelná turbína LED s výkonom 16W pripojiteľná na rýchlospojku Bien Air	1 ks	740,00 €	888,00 €
X600BL-LED	Titánová svetelná turbína LED s výkonom 18W pripojiteľná na rýchlospojku Bien Air	1 ks	740,00 €	888,00 €
X700BL	prevedenie s veľkou hlavičkou, 360 000 ot./min., štvorcestné chladenie, výkon 22W; pripojenie na Bien Air rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X450L	Titánová svetelná turbína LED , hlavička pod 45° uhlom, so štandardnou hlavičkou, otáčky do 450 000 ot./min., pripojenie na NSK rýchlospojku	1 ks	665,83 €	799,00 €
X450KL	Titánová svetelná turbína, hlavička pod 45° uhlom, so štandardnou hlavičkou, otáčky do 450 000 ot./min., pripojenie na KaVo rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X450SL	Titánová svetelná turbína, hlavička pod 45° uhlom, so štandardnou hlavičkou, otáčky do 450 000 ot./min., pripojenie na Sirona rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X450WLED	Titánová svetelná turbína LED , hlavička pod 45° uhlom, so štandardnou hlavičkou, otáčky do 450 000 ot./min., pripojenie na WH rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
X450BLED	Titánová svetelná turbína LED , hlavička pod 45° uhlom, so štandardnou hlavičkou, otáčky do 450 000 ot./min., pripojenie na Bien Air rýchlospojku	1 ks	740,00 €	888,00 €
	Náhradné súčasti Ti-Max			
Ti-MU-03	náhradný rotorček s keramickými ložiskami pre Ti-Max-500L	1 ks	150,00 €	180,00 €
Ti-SU-03	náhradný rotorček s keramickými ložiskami pre Ti-Max-600L	1 ks	150,00 €	180,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
Ti-TU-03	náhradný rotorček s keramickými ložiskami pre Ti-Max-700L	1 ks	150,00 €	180,00 €
	Tlačítko pre turbínku Ti-Max	1 ks	24,17 €	29,00 €
	Svetelné turbíny S-Max 100% nerezová oceľ			
	Keramické ložiská Clean Head systém štvortrysový sprej, celurálny svetlovod, nový systém upevnenia vrtáča, nový systém uloženia ložísk, ergonomický dizajn, tichý chod. Záruka 18 mesiacov.			
M500L	Svetelná turbína s MINI hlavičkou, výkon 16W, pripojenie na NSK rýchlospojku	1 ks	482,50 €	579,00 €
M600L	Svetelná turbína so štandardnou hlavičkou, výkon 17W, pripojenie na NSK rýchlospojku	1 ks	482,50 €	579,00 €
M500KL	Svetelná turbína s MINI hlavičkou, výkon 16W, pripojenie na KAWO rýchlospojku	1 ks	540,83 €	649,00 €
M600KL	Svetelná turbína s o štandardnou hlavičkou; výkon 17W pripojenie na KAWO rýchlospojku	1 ks	540,83 €	649,00 €
M500SL	Svetelná turbína s MINI hlavičkou, výkon 16W; pripojenie na SIRONA rýchlospojku	1 ks	540,83 €	649,00 €
M600SL	Svetelná turbína so štandardnou hlavičkou, výkon 17W; pripojenie na Sirona rýchlospojku	1 ks	540,83 €	649,00 €
M500WL	Svetelná turbína , výkon 16W; pripojenie na WH rýchlospojku	1 ks	540,83 €	649,00 €
M600WL	Svetelná turbína so štandardnou hlavičkou; výkon 17W , pripojenie na WH rýchlospojku	1 ks	540,83 €	649,00 €
M500BL	Svetelná turbína s MINI hlavičkou, výkon 16W, pripojenie na Bien Air rýchlospojku	1ks	540,83 €	649,00 €
M600BL	Svetelná turbína so štandardnou hlavičkou , výkon17W , pripojenie na Bien air rýchlospojku	1ks	540,83 €	649,00 €
M600W-LED	Nerezová svetelná LED turbína s výkonom 17W pripojenie WH rýchlospojku	1ks	582,50 €	699,00 €
M600BL-LED	Nerezová svetelná LED turbína s výkonom 17W pripojenie Bien Air rýchlospojku	1ks	582,50 €	699,00 €
SX-Mu/Su-03	náhradný rotorček do S Max nerez. Turbíny	1ks	151,38 €	181,66 €
NOVINKA!	Svetelné turbíny S-MAX PICO 100% nerezová oceľ			
	Turbína s najmenšou hlavičkou na svete určená pre minimálne invazívne ošetrenia; set obsahuje 6 ks dia vrtáčikov pre mini hlavičku. Záruka 18 mesiacov.			
pico PTL	Svetelná turbína na NSK rýchlospojku	1 ks	582,50 €	699,00 €
pico KL	Svetelná turbína na KAVO rýchlospojku	1 ks	624,17 €	749,00 €
pico SL	Svetelná turbína na SIRONA rýchlospojku	1 ks	624,17 €	749,00 €
pico WLED	Svetelná turbína na WH rýchlospojku s integrovanou LED-kou	1 ks	624,17 €	749,00 €
pico BLED	Svetelná turbína na Bien Air rýchlospojku s integrovanou LED-kou	1 ks	624,17 €	749,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
	Nesvetelné turbíny seria S-MAX (100% nerezová oceľ)			
	Keramické ložiská, Clean head systém, štvortryskový spray, celulárny svetlovod, nový systém upevnenia vrtáčika, nový systém uloženia ložísk, ergonomický dizajn, tichý chod.			
M500	nesvetelná turbína s MINI hlavičkou, výkon 16W	1ks	399,17 €	479,00 €
M600	nesvetelná turbína so štandardnou hlavičkou, výkon 17W	1ks	399,17 €	479,00 €
M500K	nesvetelná turbína s MINI hlavičkou, výkon 16W, pripojenie na KAWO rýchlospojku	1ks	445,00 €	534,00 €
M600K	nesvetelná turbína so štandardnou hlavičkou, výkon 17W, pripojenie na KAWO rýchlospojku	1ks	445,00 €	534,00 €
	Náhradné súčasti pre XT, ML 2, PTL II			
NMC-TU (SU,MU)-03	náhradný kompletný rotorček do ML 2 s keramickými ložiskami	1 ks	150,00 €	180,00 €
Ti-TU (SU,MU)-03	náhradný kompletný rotorček do turbíny Ti max.	1ks	150,00 €	180,00 €
	Tlačítko pre turbínu Mach-Lite	1 ks	24,17 €	29,00 €
PTL-L	náhradná žiarovka NSK (umiestnená v rýchlospojke)	1 ks	20,83 €	25,00 €
PTL-L/set	náhradná žiarovka NSK (umiestnená v rýchlospojke)	1set/3 ks	57,50 €	69,00 €
	náhradná žiarovka KAVO (umiestnená v koncovke hadice)	1 ks	14,17 €	17,00 €
NCH-TU(SU,MU)-03	náhradný rotorček pre turbínu PTL II	1 ks	131,67 €	158,00 €
	Rýchlospojky s LED osvetlením			
PTL-CL-LED	rýchlospojka NSK bez regulácie vody	1ks	174,17 €	209,00 €
PTL-CL-LED-III	rýchlospojka NSK s reguláciou vody	1ks	195,00 €	234,00 €
SCL-LED	rýchlospojka Sirona	1ks	249,17 €	299,00 €
KCL-LED	rýchlospojka KAWO	1ks	249,17 €	299,00 €
	Rýchlospojky			
PTL-CL-FV-T	Nerezová rýchlospojka Lux - žiarovka v hadici		145,00 €	174,00 €
FM-CL-M4-T	rýchlospojka MIDWEST	1 ks	118,33 €	142,00 €
FM-CL-B2-T	rýchlospojka BORDEN	1 ks	118,33 €	142,00 €
	Nesvetelné turbíny na rýchlospojku QD-J séria PANA MAX plus (100% nerezová oceľ)			
	keramické ložiská, clean head systém trojtryskový spray, nový systém upevnenia vrtáčika, tichý chod.			
PAP-MU M4	nesvetelná turbína s Mini hlavičkou, pripojeniepriamo na hadicu Midvest	1 ks	287,50 €	345,00 €
PAP-SU M4	nesvetelná turbína s štandardnou hlavičkou, pripojeniepriamo na hadicu Midvest	1 ks	287,50 €	345,00 €
PAP-MU B2	nesvetelná turbína s Mini hlavičkou, pripojeniepriamo na hadicu Borden	1 ks	287,50 €	345,00 €
QD-J M4	rýchlospojka na nesvetelnú turbínu Pana Max Plus	1ks	79,17 €	95,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
PAP-TU B2	nesvetelná turbína so štandardnou hlavičkou, pripojenie priamo na hadicu Bordena	1ks	287,50 €	345,00 €
	Nesvetelné turbíny PANA MAX bez rýchlospojky			
	nesvetelná turbínka s vyšším krútiacim momentom, nízkou hlučnosťou, dlhšou životnosťou, s CLEAN HEAD systémom a nižšou hmotnosťou			
	pripojiteľná priamo na hadicu MIDWEST alebo BORDEN			
PAX-SU/B2	štandardná hlavička; pripojenie na hadicu typu BORDEN	1 ks	265,00 €	318,00 €
PAX-TU/B2	hlavička so zvýšeným krútiacim momentom; pripojenie na hadicu typu Borden	1 ks	265,00 €	318,00 €
PAX-SU/M4	štandardná hlavička; pripojenie na hadicu typu MIDWEST	1 ks	265,00 €	318,00 €
PAX-TU/M4	hlavička so zvýšeným krútiacim momentom; pripojenie na hadicu typu MIDWEST	1 ks	265,00 €	318,00 €
	Nesvetelné turbíny Pana Max 2 bez rýchlospojky			
NOVINKA!	nesvetelná turbínka, nerezové telo, s CLEAN HEAD systémom, keramickými ložiskami			
PanaMax2-PTL	pripojiteľná na NSK rýchlospojku	1 ks	270,83 €	325,00 €
PanaMax2-KV	pripojiteľná na KAVO rýchlospojku	1 ks	270,83 €	325,00 €
	Náhradné súčasti			
NPA-TU (SU,MU)-03	kompletný rotorček do Pana Air	1 ks	118,33 €	142,00 €
	Tlačítko pre turbínku Pana Air/Pana Max	1 ks	24,17 €	29,00 €
PAX-TU(SU,MU)-03	kompletný rotorček do PANA MAX	1 ks	129,17 €	155,00 €
	MIKROMOTOROVÝ PROGRAM			
	Vzduchové motory svetelné PHATELUS			
	*vysoký krútiaci moment,nízka hlučnosť,bez vibrácie majú zabudovaný "CLEAN HEAD"system, rýchlospojky sú v prevedení MIDWEST,KAVO			
	* vnútorné chladenie			
	* hlavičky s "CLEAN HEAD" systémom			
PTL-CD	1:1 max.25 000 ot./min.	1 ks	414,17 €	497,00 €
PTL-CR	4:1 prevod do pomala;max.6 000 ot./min.	1 ks	494,17 €	593,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
PTL-950Ti	Kompletný motor s hlavičkou zvyšujúcou do max. 140 000 ot./min.;trojcestný spray;3-násobne vyšší krútiaci moment v porovnaní s turbínkou;klieština pre FG vrtáčky; Titánový plášť!	1 ks	662,50 €	795,00 €
PTL-SDN	1:1 kompletný nesvetelný motor s rovným násadcom;max.28 000 ot./min;	1 ks	487,50 €	585,00 €
NPB-PTL	Hlavička s tlač.upínaním vrtáčikov 2,35mm	1 ks	161,67 €	194,00 €
ARS-PTL	Hlavička na prophylaxiu(gumičky bez mandrelky)	1 ks	70,00 €	84,00 €
	Elektrické uhlíkové svetelné a nesvetelné mikromotory,			
	kompletný plášť(telo) mikromotora a násadcov sú z titánu - ľahší a tvrdší materiál odolnejší voči nárazom; v hlavičke násadcov je zabudovaný "Clean Head" systém, celulárny svetlovod a trojcestné chladenie; keramické ložiská v rotorčekoch násadcov;			
M40 LED	svetelný el. mikromotor s LED-kou , pripojiteľný na hadicu 4VLM (Bien Air) 60-40 000 ot./min.silný krútiaci moment, titánový plášť, tichý chod;	1ks	647,50 €	777,-€
M40 N	nesvetelný el. mikromotor pripojiteľný na hadicu 4 VLM (Bien Air); 60-40 000 ot./min.silný krútiaci moment; titánový plášť; tichý chod	1 ks	438,33 €	526,00 €
M40 XS	svetelný el. mikromotor s LED-kou, o 10% ľahší a kratší ako M40 LED; NOVINKA!	1 ks	647,50 €	777,00 €
M40N XS	nesvetelný el. mikromotor, o 10% ľahší a kratší ako M40 N; NOVINKA!	1 ks	438,33 €	526,00 €
NBX	svetelný el. mikromotor s LED-kou, menšie rozmery; s hadicou NBX-CD; 60-40 000 ot./min.silný krútiaci moment, titánový plášť, tichý chod; NOVINKA!	1 ks	776,67 €	932,00 €
TIM M40	svetelný el. mikromotor pripojiteľný na hadicu 4 VLM (Bien Air); 60-40 000 ot./min.silný krútiaci moment; titánový plášť; tichý chod	1 ks	581,67 €	698,00 €
TIM M40 N	nesvetelný el. mikromotor pripojiteľný na hadicu 4 VLM (Bien Air); 60-40 000 ot./min.silný krútiaci moment; titánový plášť; tichý chod	1 ks	438,33 €	526,00 €
	Príslušenstvo k uhlíkovým el. mikromotorom			
NBX	LED mikromotor bez hadice			699,00 €
NBX-CD	hadica mikromotora pre zabudovanie do súpravy	1 ks	194,17 €	233,00 €
MD modul Lux	modul pre ovládanie otáčok mikromotora - zabudovanie do súpravy	1 ks	226,67 €	272,00 €
EL400 H panel	Externý ovládací panel	1 ks	204,17 €	245,00 €
MD AC adaptér	napájací zdroj pre el. reguláciu mikromotora - adaptér 220V/24V	1 ks	98,33 €	118,00 €
TM	halogénová žiarovka 3,5V/2,6W	1 ks	19,17 €	23,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
	Elektrické <u>bezuhlíkové</u> svetelné a nesvetelné mikromotory,			
	Integrovaný systém s pamäťovým programom; kompletný plášť(telo) mikromotora a násadcov sú z titánu - ľahší a tvrdší materiál odolnejší voči nárazom; tichý chod; vyšší výkon; kompaktnější; v hlavičke násadcov je zabudovaný "Clean Head" systém, celulárny sv			
NLX nano externý set	Kompletný set bezuhlíkového titánového svetelného el. mikromotora pre externé použitie ; set obsahuje: miniaturný bezuhlíkový svetelný titán. mikromotor NLX nano LED, hadica, externá ovládací jednotka na ovládanie otáčok mikromotora a voľbu reduk. násadca, napájací zdroj; rozsah otáčok 2000-40 000 ot./min	1 ks	1 908,33 €	2 290,00 €
NLX nano Set	Titánový Bezuhlíkový titánový el. mikromotor s hadicou a s elektronikou; zabudovateľný do súpravy ; rozsah otáčok 2000-40 000 ot./min.; max. tichý chod motora	1 ks	1 545,00 €	1 854,00 €
NLX nano	Bezuhlíkový titánový el. mikromotor bez hadice a bez elektroniky; rozsah otáčok 1000-40 000 ot./min.; max. tichý chod motora; integrovaný systém s pamäťovým programom; krútiaci moment 3,4 Ncm; 32 000 Lux; autoklávovateľný; Najľahší a najmenší!!! (Váha 65g);	1 ks	958,33 €	1 150,00 €
NLX BF	Elektronika (modul regulácie otáčok bezuhlíkového mikromotora) pre NLX nano a NLX PLUS	1 ks	375,00 €	450,00 €
NLX nano CDB	Hadica pre bezuhlíkový mikromotor NLX nano	1 ks	220,83 €	265,00 €
NLX PLUS	Bezuhlíkový titánový el. mikromotor LED s hadicou a s nízko otáčkovou elektronikou ; zabudovateľný do súpravy; rozsah otáčok 100-40 000 ot./min.; max. tichý chod motora; krútiaci moment až 4.0 Ncm; funkcia autostop a autoreverz ; s endo funkciou;	1 ks		
MULTIPAD	Multifunkčný ovládací panel pre bezuhlíkový mikromotor a UOZK VARIOS 170		375,00 €	450,00 €
NLS-A-ADP	Integrovaný modul pre 2 mikromotory	1 ks	118,33 €	142,00 €
NOVINKA! 3 ROKY ZÁRUKA	Titánové svetelné násadce pre elektrické svetelné mikromotory - vnútorné chladenie (100% titánový plášť DURACOAT) - Séria Z;			
	Titánové svetelné kolienka najnovšej generácie; neuveriteľne tichý chod; ergonomický tvar; najdlhšia životnosť vo svojej triede; povrchová vrstva DCL (Diamond Like Carbon) vnútorných mechanických častí; zabudovaný mikrofilter;			
Z95L	Červené kolienko s prevodom 1:5; štvortryskový sprej	1 ks	954,17 €	1 145,00 €
Z85L	Červené kolienko s mini hlavičkou; s prevodom 1:5; jednotryskový sprej	1 ks	954,17 €	1 145,00 €
Z25L	Modré kolienko najnovšej generácie; ergonomický tvar, štíhly krk a menšia hlavička, tichší chod; dlhšia životnosť	1 ks	610,83 €	733,00 €
Z24L	Modré kolienko 1:1 s minihlavičkou, záruka 3 roky, NOVINKA!	1 ks	624,17 €	749,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
Z15L	Zelené kolienko 4:1 najnovšej generácie; ergonomický tvar, štíhly krk a menšia hlavička; dlhšia životnosť	1 ks	706,67 €	848,00 €
Z10L	Zelené kolienko 16:1 najnovšej generácie; ergonomický tvar, štíhly krk a menšia hlavička; dlhšia životnosť	1 ks	770,83 €	925,00 €
Z45L	prvé kolienko na svete s hlavičkou pod 45°, prevod 1:4,2 do rýchla, ergonomický tvar, štíhly krk, dlhšia životnosť - NOVINKA!	1 ks	874,17 €	1 049,00 €
	Titánové svetelné násadce pre elektrické svetelné mikromotory - vnútorné chladenie (100% titánový plášť DURACOAT) - Séria X			
	Ergonomicky tvarovaný dizajn; plášť z kvalitného titánu, ktorý nepôsobí alergicky a má biokompatibilné vlastnosti a má zvýšenú odolnosť proti nárazom; zasúvateľný aretačný mechanizmus (možnosť pripojenia na nesvetelný mikromotor			
X95L	Kolienko zvyšujúce otáčky 1:5 (max. 200 000 ot./min.)	1 ks	790,83 €	949,00 €
X85L	Kolienko s mini hlavičkou zvyšujúce otáčky 1:5 (max. 200 000 ot./min.)	1 ks	790,83 €	949,00 €
X75L	Kolienko 128:1 pre NiTi-Files	1ks	704,17 €	845,00 €
X70L	Kolienko 64:1 pre NiTi-Files	1ks	640,83 €	769,00 €
X57L	Kolienko 16:1 pre profilaxiu	1ks	565,83 €	679,00 €
X55L	Kolienko 4:1 pre PROFIN a EVA nástroje	1ks	565,83 €	679,00 €
X50L	Kolienko 4:1 pre Eva nástroje	1ks	565,83 €	679,00 €
X35L	Kolienko 4:1 pre endo nástroje-giromatic 90	1ks	665,00 €	798,00 €
X25L	Kolienko 1:1 pre RA vrtáčky - 2,35mm	1 ks	582,50 €	699,00 €
X20L	Kolienko 1:1 pre FG vrtáčky - 1,6mm	1 ks	582,50 €	699,00 €
X15L	Reukované kolienko 4:1	1 ks	665,00 €	798,00 €
X12L	Reukované kolienko 10:1	1 ks	686,67 €	824,00 €
X10L	Reukované kolienko 16:1	1 ks	712,50 €	855,00 €
X65L	Rovný násadec 1:1	1 ks	640,83 €	769,00 €
	Titánové nesvetelné násadce pre elektrické svetelné mikromotory - vnútorné chladenie (100% titánový plášť DURACOAT)			
X95	Kolienko zvyšujúce otáčky 1:5 (max. 200 000 ot./min.)	1 ks	604,17 €	725,00 €
X85	Kolienko s mini hlavičkou zvyšujúce otáčky 1:5 (max. 200 000 ot./min.)	1 ks	604,17 €	725,00 €
X75	Kolienko 128:1 pre NiTi-Files	1ks	515,83 €	619,00 €
X70	Kolienko 64:1 pre NiTi-Files	1ks	515,83 €	619,00 €
X57	Kolienko 16:1 pre profilaxiu	1ks	374,17 €	449,00 €
X55	Kolienko 4:1 pre PROFIN a EVA nástroje	1ks	707,50 €	849,00 €
X50	Kolienko 4:1 pre Eva nástroje	1ks	415,83 €	499,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
X35	Kolienko 4:1 pre endo nástroje-giromatic 90	1ks	449,17 €	539,00 €
X25	Kolienko 1:1 pre RA vrtáčky - 2,35mm	1 ks	415,83 €	499,00 €
X20	Kolienko 1:1 pre FG vrtáčky - 1,6mm	1 ks	415,83 €	499,00 €
X15	Reukované kolienko 4:1	1 ks	457,50 €	549,00 €
X12	Reukované kolienko 10:1	1 ks	474,17 €	569,00 €
X10	Reukované kolienko 16:1	1 ks	499,17 €	599,00 €
X65	Rovný násadec 1:1	1ks	388,33 €	466,00 €
	Svetelné kolienkové násadce séria S-Max 100% nerezová oceľ, záruka 18 mesiacov			
M95L	Kolienko 1:5 (červené) prevod do rýchla	1ks	624,17 €	749,00 €
M25L	Kolienko 1:1 (modré)	1ks	470,00 €	564,00 €
M15L	Kolienko 4:1 (zelené) prevod do pomala	1ks	557,50 €	669,00 €
	Nesvetelné kolienkové násadce séria S-Max 100% nerezová oceľ, záruka 18 mesiacov			
M95	Kolienko 1:5 (červené) prevod do rýchla	1ks		566,00 €
M25	Kolienko 1:1 (modré)	1ks	354,17 €	425,00 €
M15	Kolienko 4.1(zelené) prevod do pomala	1ks	391,67 €	470,00 €
M65	Rovný násadec	1ks	341,67 €	410,00 €
	NOVINKA! Nová séria svetelného náradia menších rozmerov proti bežným násadcom, ľahšie, perfektne vyvážené, ozubenia sú ošetrené vytvrdenou vrstvou DLC ("carbon like diamond"), dlhšia životnosť, štíhly krk, malá hlavička, perfektná viditeľnosť pri práci - Séria NANO			
nano 95LS	Kolienko 1:5 (červené) prevod do rýchla	1 ks	874,17 €	1 049,00 €
nano 25LS	Kolienko 1:1 (modré)	1 ks	595,83 €	715,00 €
nano 15LS	Kolienko 4.1(zelené) prevod do pomala	1 ks	683,33 €	820,00 €
nano 65LS	Rovný násadec	1 ks	657,50 €	789,00 €
nano SG20LS	Chirurgické kolienko 20:1 - prevod do pomala	1 ks	820,83 €	985,00 €
	NOVINKA! Nová séria kolienok s integrovaným telom (z jedného celku), bez chladenia - Séria FX			
	kolienka so štíhlym telom, ktoré tvoria jeden celok (hlavičky sa nepripájajú). Cenovo sú výhodné, vynikajúca životnosť. Záruka 12 mesiacov.			

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
FX25m	prevod 1:1, pre RA vrtáčky (2,35mm), tlačítkové upínanie vrtáčikov, Max. otáčky 40 000ot./min. Externé chladenie cez Spray Clip.	1 ks	170,83 €	205,00 €
FX15m	prevod 4:1, pre RA vrtáčky (2,35mm), tlačítkové upínanie vrtáčikov, max. otáčky 10 000 ot./min. Externé chladenie cez Spray Clip	1 ks	248,33 €	298,00 €
FX75m	redukované v pomere 16:1, pre RA vrtáčky (2,35mm), tlačítkové upínanie vrtáčikov, max. otáčky 10 000 ot./min. Externé chladenie cez Spray Clip.	1 ks	265,83 €	319,00 €
FX65m	Rovný násadec 1:1, pre vrtáčky typu HP (2,35mm)	1 ks	181,67 €	218,00 €
	Nesvetelné a svetelné vzduchové motory s priamym pripojením na hadicu		0,00 €	
IS-205	Nesvetelný motor s max.22 000 ot./min; zabudovaný spätný retrakčný ventil, vnútorné chladenie	1 ks	303,33 €	364,00 €
Ti-205 L	Titánový svetelný motor s vnútorným chladením, max.25 000 ot./min; zabudovaný spätný retrakčný ventil,	1 ks	535,83 €	643,00 €
Ti-Max X205L	Nový svetelný vzduchový motor X205L je asi o 20% kratší a ľahší ako iné súčasné modely. Tým pádom ponúka komfortnejšiu prácu. Celé telo motora je z pevného titánu s povrchovou úpravou proti poškrabaniu. Je autoklávovateľný. NOVINKA!	1 ks	581,67 €	698,00 €
DynaLED M205 LG	NSK vyrobila ako prvý výrobca vo svete vzduchový motor, so zabudovaným silným generátorom , ktorý aktivuje LED svetlo. Motor zabezpečuje svietenie LED až do intenzity 25 000 Lux aj keď pripojený na nesvetelnú hadicu. Je autoklávovateľný. NOVINKA!	1 ks	770,83 €	925,00 €
S-Max M205	Nesvetelný vzduchový motor s vnútorným chladením . Pohodlný vzduchový motor s malými rozmermi a nízkou hmotnosťou. Je autoklávovateľný. NOVINKA!	1 ks	303,33 €	364,00 €
FX 250m	Nesvetelný vzduchový motor s vonkajším chladením . Pohodlný vzduchový motor s malými rozmermi a nízkou hmotnosťou. Je autoklávovateľný. Cenovo veľmi výhodný. NOVINKA!	1 ks	235,00 €	282,00 €
EX-203	Vzduch.motor s max.22 000 ot./min;vysoký krútiaci moment; vonkajšie chladenie	1 ks	235,00 €	282,00 €
EX-6B	Rovný násadec so zabudovaným "CLEAN HEAD" systémom;prevod 1:1; vonkajšie chladenie	1 ks	157,50 €	189,00 €
EX-6D	Rovný násadec so zabudovaným "CLEAN HEAD" systémom;prevod 1:1; vonkajšie chladenie	1 ks	165,83 €	199,00 €
EC 1:1	Spodný diel kolienkového násadca s prevodom 1:1	1 ks	60,00 €	72,00 €
E4R	Spodný diel kolienkového násadca s prevodom 4:1 (do pomala)	1 ks	125,83 €	151,00 €
E10R	Spodný diel kolienkového násadca s prevodom 10:1 (do pomala)	1 ks	146,67 €	176,00 €
E16R	Spodný diel kolienkového násadca s prevodom 16:1 (do pomala)	1 ks	156,67 €	188,00 €
E64R	Spodný diel kolienkového násadca s prevodom 64:1 (do pomala)	1 ks	176,67 €	212,00 €
AR-Y	Hlavička na prophylaxiu(gumičky bez mandrelky); max.40 000 ot./min.	1 ks	35,00 €	42,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
NAC-Y	Hlavička na vrtáčky 2,35mm; max.25 000 ot./min.	1 ks	40,83 €	49,00 €
BB-Y	Hlavička na vrtáčky 2,35mm;max.40 000 ot./min; páčkové upínanie vrtáčka	1 ks	71,67 €	86,00 €
FFB-Y	Hlavička s tlačítkovým upínaním FG vrtáčikov do turbíny;max. 40 000 ot./min; zabudovaný "CLEAN HEAD" systém	1 ks	82,50 €	99,00 €
FPB-Y	Hlavička s tlačítkovým upínaním vrtáčikov 2,35mm so zabudovaným "CLEAN HEAD" systémom;max.40 000 ot./min.	1 ks	88,33 €	106,00 €
NM-Y	Mini hlavička pre upínanie vrtáčikov 2,35mm s krátkou stopkou;max.30 000 ot./min.	1 ks	71,67 €	86,00 €
NRS2-Y	Redukovaná hlavička v pomere 10:1 s upínaním vrtáčikov 2,35mm;max.30 000 ot./min.	1 ks	75,00 €	90,00 €
EVA-Y	Hlavička s upínaním špeciálnych nástrojov na interdentálne leštenie(vertikálny pohyb);max. 40 000 ot./min.	1 ks	71,67 €	86,00 €
TEQ-Y	Hlavička GIROMATIC (horizontálny pohyb koreň.nástrojov v uhle 90°); upínanie strojových koreň. nástrojov	1 ks	82,50 €	99,00 €
TEP-Y	Hlavička GIROMATIC (horizontálny pohyb koreň.nástrojov v uhle 90°); upínanie ručných koreň. nástrojov	1 ks	82,50 €	99,00 €
Spray Clip	Tryska na externý spray pre FPB-Y, EX-6 a pod.	1 ks	8,75 €	10,50 €
Čelustná Chirurgia a implantológia				
SURGIC Pro svetelný NOVINKA!	Nový mikromotorový set pre čelustnú chirurgiu a implantológiu obsahuje: ovládací jednotka, nožný ovládač, svetelný bezuhlíkový mikromotor s LED osvetlením, s krútiacim momentom 80Ncm , svetelný chirurgický kolienkový násadec X-SG20L (20:1), stojan na fyziologický roztok	1 ks	3 500,00 €	4 200,00 €
SURGIC Pro nesvetelný NOVINKA!	Nový mikromotorový set pre čelustnú chirurgiu a implantológiu obsahuje: ovládací jednotka, nožný ovládač, nesvetelný bezuhlíkový mikromotor s LED osvetlením, s krútiacim momentom 80Ncm , nesvetelný chirurgický násadec SGS-ES (1:1), stojan na fyziologický roztok	1 ks	2 666,67 €	3 200,00 €
SURGIC Pro+ svetelný NOVINKA!	Nový mikromotorový set pre čelustnú chirurgiu a implantológiu obsahuje: ovládací jednotka, nožný ovládač, svetelný bezuhlíkový mikromotor s LED osvetlením, s krútiacim momentom 80Ncm , svetelný chirurgický kolienkový násadec X-SG20L (20:1), stojan na fyziologický roztok; možnosť zapisovania dát na USB 2 kľúč	1 ks	3 795,83 €	4 555,00 €
SGQ-H	Hlavička - tlačítkové upínanie vrtáčka	1 ks	144,17 €	173,00 €
SGM-I	Hlavička - páčkové upínanie vrtáčka	1 ks	120,83 €	145,00 €
SGMS-I	Hlavička - páčkové upínanie vrtáčka s indikátorom hĺbky	1 ks	199,17 €	239,00 €
SGM-ER16i	Chirurgický kolienkový násadec s hlavičkou typu SGM, redukovaným spodným dielom v pomere 16:1;vnútorné chladenie cez vrtáčik	1 ks	405,00 €	486,00 €
SGM-ER20i	Chirurgický kolienkový násadec s hlavičkou typu SGM, redukovaným spodným dielom v pomere 20:1;vnútorné chladenie cez vrtáčik	1 ks	405,00 €	486,00 €
SGM-ER32i	Chirurgický kolienkový násadec s hlavičkou typu SGM, redukovaným spodným dielom v pomere 32:1;vnútorné chladenie cez vrtáčik	1 ks	447,50 €	537,00 €
SGM-ER64i	Chirurgický kolienkový násadec s hlavičkou typu SGM, redukovaným spodným dielom v pomere 64:1;vnútorné chladenie cez vrtáčik	1 ks	447,50 €	537,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
SGM-ER256i	Chirurgický kolienkový násadec s hlavičkou typu SGM, redukovaným spodným dielom v pomere 256:1;vnútorné chladenie cez vrtáčik	1 ks	490,83 €	589,00 €
SGMS-ER20i	Chirurgický kolienkový násadec s hlavičkou typu SGMS, redukovaným spodným dielom v pomere 20:1;vnútorné chladenie cez vrtáčik	1 ks	483,33 €	580,00 €
SGQ-ER20h	Chirurgický kolienkový násadec s hlavičkou typu SGQ, redukovaným spodným dielom v pomere 20:1;vnútorné chladenie cez vrtáčik	1 ks	524,17 €	629,00 €
SGS-ES	Chirurgický násadec rovný 1:1	1 ks	317,50 €	381,00 €
SGS-E2S	Chirurgický násadec rovný do rýchla 1:2	1 ks	651,67 €	782,00 €
SGA-ES	Chirurgický násadec lomený 1:1	1 ks	431,67 €	518,00 €
SGA-E2S	Chirurgický násadec omený do rýchla v pomere 1:2	1 ks	706,67 €	848,00 €
	Chirurgické nesvetelné a svetelnénásadce séria X a S-Max 100% Nerezová oceľ			
SG20	Chirurgické kolienko nerezové redukované 20:1	1ks	540,83 €	649,00 €
	Chirurgické svetelné násadce séria X - 100% Titán Duracoat			
X-DSG20L	Chirurgické titánové svetelné kolienko 20:1 ROZMONTOVATEĽNÉ; NOVINKA!!!		870,83 €	1 045,00 €
X-DSG20	Chirurgické titánové nesvetelné kolienko 20:1 ROZMONTOVATEĽNÉ; NOVINKA!!!		707,50 €	849,00 €
	Chirurgické kolienko redukované 20:1	1ks	787,50 €	945,00 €
X-SG25L	Chirurgické kolienko 1:1	1ks	540,83 €	649,00 €
X-SG65L	Chirurgický rovný násadec	1ks	643,33 €	772,00 €
X-SG93L	Svetelný chirurgický kolienkový násadec titánový s prevodom do rýchla (pomer 1:3), tlač. upínanie vrtáčika, s vonkajším chladením (fyziolog. roztok)	1 ks	790,83 €	949,00 €
X-SG93	Nesvetelný chirurgický kolienkový násadec titánový s prevodom do rýchla (pomer 1:3), tlač. upínanie vrtáčika, s vonkajším chladením (fyziolog. roztok)	1 ks	615,00 €	738,00 €
NOVINKA!				
Z-SG45L	Chirurgické kolienko s hlavičkou pod 45° uhlom, svetelné , prevod do rýchla 1:3	1 ks	815,83 €	979,00 €
Z-SG45	Chirurgické kolienko s hlavičkou pod 45° uhlom, nesvetelné , prevod do rýchla 1:3	1 ks	635,83 €	763,00 €
HTD - C	Skrutkovač na implantáty	1 ks	373,33 €	448,00 €
TD - 10	momentový kľúč - 10Ncm	1 ks	231,67 €	278,00 €
TD - 20	momentový kľúč - 20Ncm	1 ks	231,67 €	278,00 €
TD -35	momentový kľúč - 35Ncm	1 ks	285,00 €	342,00 €
HTD-CS	set pre implantológiu	1 set	1 121,67 €	1 346,00 €
	obsahuje: skrutkovač,3 ks momentové kľúče(10, 20, 35Ncm)			
	Chirurgické násadce na mikropilky			

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
SGR-E	Chirurgický násadec na rezanie, upínanie špeciálnych piliek, recipročný pohyb v rozpätí 1,8mm	1 ks	865,00 €	1 038,00 €
SGT-E	Chirurgický násadec na rezanie, upínanie špeciálnych piliek, recipročný pohyb v 17°uhle (sagitálny rez)	1 ks	1 079,17 €	1 295,00 €
SGO-E	Chirurgický násadec na rezanie, upínanie špeciálnych piliek, recipročný pohyb v 3°uhle oscilačný rez)	1 ks	1 164,17 €	1 397,00 €
SGR-1	Sada 10 piliek (dĺžka 11mm) pre násadec SGR-E	1 sada	90,83 €	109,00 €
SGR-2	Sada 10 piliek(dĺžka 20mm) pre násadec SGR-E	1 sada	90,83 €	109,00 €
SGR-3	Sada 10 piliek (dĺžka 30mm) pre násadec SGR-E	1 sada	90,83 €	109,00 €
SGT-1	Sada 10 piliek (dĺžka 25mm, šírka 6mm) pre násadec SGT-E (sagitálny rez)	1 sada	90,83 €	109,00 €
SGT-2	Sada 10 piliek (dĺžka 25mm, šírka 10mm) pre násadec SGT-E (sagitálny rez)	1 sada	90,83 €	109,00 €
SGO-1	Pilka pre násadec SGO-E (oscilačný rez), rozmer pilky: 10,4x6mm, dĺžka stopky 30mm, hrúbka pilky 0,2mm	1 ks	15,00 €	18,00 €
SGO-2	Pilka pre násadec SGO-E (oscilačný rez), rozmer pilky: 10,4x6mm, dĺžka stopky 45mm, hrúbka pilky 0,2mm	1 ks	15,00 €	18,00 €
SGO-3	Pilka pre násadec SGO-E (oscilačný rez), rozmer pilky: 15,5x6,5mm, dĺžka stopky 30mm, hrúbka pilky 0,3mm	1 sada	15,00 €	18,00 €
SGO-4	Pilka pre násadec SGO-E (oscilačný rez), rozmer pilky: 15,5x6,5mm, dĺžka stopky 45mm, hrúbka pilky 0,3mm	1 ks	15,00 €	18,00 €
SGO-5	Pilka pre násadec SGO-E (oscilačný rez), rozmer pilky: 15,5x9,3mm, dĺžka stopky 30mm, hrúbka pilky 0,35mm	1 ks	15,00 €	18,00 €
SGO-6	Pilka pre násadec SGO-E (oscilačný rez), rozmer pilky: 15,5x9,3mm, dĺžka stopky 45mm, hrúbka pilky 0,35mm	1 ks	15,00 €	18,00 €
S900-055	Sterilizovateľná hadička s ihlou pre fyziologický roztok	1 ks	40,83 €	49,00 €
Y900-113	Sterilné hadičky pre fyziologický roztok	5 ks	45,83 €	55,00 €
	Výkonný piezoelektrický chirurgický systém			
VarioSurg3	Kompletný svetelný set s nožným ovládačom. NOVINKA!	1 ks	4 958,33 €	5 950,00 €
VarioSurg3 LED set	Kompletný svetelný set bez nožného ovládača. NOVINKA!	1 ks	4 325,00 €	5 190,00 €
VarioSurg Link Set	Prepojovací kábel medzi VarioSurg a SurgicPro	1 ks	398,33 €	478,00 €
VARIOSURG	Inovačný svetelný piezoel. chirurgický prístroj určený pre: kostnú, perio a endochirurgiu, ortodonciu; 9 programov. 5x chirurgia, 2x Perio, 2x Endo	set	4 958,33 €	5 950,00 €
	Chirurgické koncovky pre VARIOSURG			
Cenová skupina I	SG1,SG2R,SG2L,SG3,SG4,SG5,SG8,SG14R,SG14L	1 ks	115,83 €	139,00 €
Cenová skupina II	SG6D,SG7D,SG9,SG10,SG11,P20-S,P25R-S,P25L-S	1 ks	81,67 €	98,00 €
Cenová skupina III	E30RD-S, E30LD-S, E31D-S, E32D-S	1 ks	74,17 €	89,00 €
Cenová skupina IV	G1-S, V10-S	1 ks	57,50 €	69,00 €
NOVINKY!	SCL1, SCL3, SCL5	1 ks	131,67 €	158,00 €
	SCL1D, SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL5D	1 ks	164,17 €	197,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
	Chirurgické sety pre VARIOSURG			
BASIC-S KIT	Obsahuje koncovky: SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11	1 set	592,50 €	711,00 €
BONE CUT KIT	Obsahuje koncovky: SG1, SG2R, SG4, SG2L, SG6D	1 set	545,00 €	654,00 €
SINUS LIFT KIT	Obsahuje koncovky: SG1, SG3, , SG6D, SG9, SG10, SG11,	1 set	558,33 €	670,00 €
ENDO-S KIT	Obsahuje koncovky: G1-S,E30RD-S E30LD-S,E-31D-S,E32D-S	1 set	354,17 €	425,00 €
IMPLANT SET	Obsahuje koncovky: SG15A, SG15B, SG16A, SG16B	1 set	496,67 €	596,00 €
SOCKED LIF KIT	REGULAR - obsahuje koncovky: SCL1D, SCL2D, SCL1 NOVINKA!	1 set	460,00 €	552,00 €
SOCKED LIF KIT	WIDE - obsahuje koncovky: SCL2D, SCL3D, SCL4D, SCL3 NOVINKA!	1 set	624,17 €	749,00 €
	Prenosné mikromotory			
TASKAL WIZARD SET	Bezšnúrový prenos.mikromotor;max.pracovný čas do vybitia batérie cca 60min; nabíjací čas 60 min; max.otáčky 2500 - 10 000; použitie na leštiace procedúry, hlavička NAC-F4R	1 set	706,67 €	848,00 €
	Motor TASKAL Wizard	1 ks	402,50 €	483,00 €
NE 140	Nabíjačka pre motor Tascal Wizard	1 ks	182,50 €	219,00 €
ARS-F4R	Hlavička na prophylaxiu(gumičky bez mandrelky)+redukcia 4:1	1 ks	145,00 €	174,00 €
ARK-F4R	Hlavička na prophylaxiu(gumičky bez mandrelky)+redukcia 4:1	1 ks	148,33 €	178,00 €
NAC-F4R	Hlavička s upínaním vrtáčikov 2,35mm + redukcia 4:1	1 ks	146,67 €	176,00 €
TEQ-F4R	Hlavička GIROMATIC s upínaním koreň.nástrojov 2,35mm + redukcia 4:1	1 ks	185,83 €	223,00 €
EVA-F	Hlavička na EVA nástroje + redukcia 4:1	1 ks	152,50 €	183,00 €
PR-F	Hlavička pre profylaxiu, redukovaná v pomere + redukcia 4:1, na upevnenie špeciálnych kolienkových prophy koncoviek	1 ks	129,17 €	155,00 €
ENDO MATE DT MP set	Prenosný mikromotor pre profylaxiu a endodonciu, 9 nastaviteľných programov; 100-13 000 ot./min., s funkciou autoreverzu + MINI hlavička s tlačítkovým upínaním MP-F20R s redukciou 20:1	1 set	987,50 €	1 185,00 €
ENDO-MATE TC2 MP set	Prenosný mikromotor pre profylaxiu a endodonciu, 9 nastaviteľných programov; 125-10 000 ot./min., s funkciou autoreverzu + MINI hlavička s tlačítkovým upínaním MP-F16R	1 set	912,50 €	1 095,00 €
ENDO-MATE TC2 MPA set	Prenosný mikromotor s displejom pre profylaxiu a endodonciu, 9 nastaviteľných programov; 125-10 000 ot./min., s funkciou autoreverzu + MINI hlavička s tlačítkovým upínaním MPA-F20R; s redukciou 16:1 (pre pripojenie k apexlokátoru)	1 set	987,50 €	1 185,00 €
NML-F16R/20R	Mini hlavička pre endodonciu, 360°rotácia, redukovaná v pomere 16:1resp. 20:1, pre CA Ni-Ti Files(2,35mm)	1 ks	203,33 €	244,00 €
MPA-F16R/F20R	Mini hlavička pre upínanie koreňových nástrojov na pripojenie ku apexlokátoru s redukciou 16:1 resp. 20:1	1 ks	280,83 €	337,00 €
MP-F16R/F20R	Mini hlavička s redukciou 16:1 resp. 20:1	1 ks	217,50 €	261,00 €
TEP-F	Hlavička pre endodonciu, 90°recipročný chod + spodný diel 1:1, tlačítkové upínanie ručných koreň. nástrojov	1 ks	175,00 €	210,00 €
TEQ-F	Hlavička pre endodonciu, 90°recipročný chod + spodný diel 1:1, tlačítkové upínanie strojových koreň. nástrojov(2,35mm)	1 ks	175,00 €	210,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
VM-F	Hlavička pre endodonciu, vertikálny recipročný pohyb + spodný diel 1:1, tlačítkové upínanie ručných koreň. nástrojov	1 ks	182,50 €	219,00 €
MP-Y	Hlavička s tlačítkovým upínaním vrtáčika s priem. 2,35mm	1 ks	82,50 €	99,00 €
MPA-Y	Hlavička s tlačítkovým upínaním vrtáčika s priem. 2,35mm na pripojenie ku apexlokátoru	1 ks	145,83 €	175,00 €
MPAS.Y	Hlavička s tlačítkovým upínaním vrtáčika s priem. 2,35mm na pripojenie ku apexlokátoru; pre nástroje s krátkou stopkou (max.12mm)	1 ks	145,83 €	175,00 €
NML-Y	Mini Hhlavička s páčkovým upínaním vrtáčika s priem. 2,35mm	1 ks	78,33 €	94,00 €
FC	Redukcia 1:1	1 ks	92,50 €	111,00 €
F4R	Redukcia 4:1	1 ks	113,33 €	136,00 €
F10R	Redukcia 10:1	1 ks	123,33 €	148,00 €
F16R	Redukcia 16:1	1 ks	135,00 €	162,00 €
F20R	Redukcia 20:1	1 ks	135,00 €	162,00 €
FC-60	Nožný spínač pre EndoMate DT	1 ks	49,17 €	59,00 €
	Káblík pre prepojenie hlavičky MPA s apexlokátorom	1 ks	39,17 €	47,00 €
VIVA-MATE III SET	Prenosný mikromotor s vlastnou dobíjacou batériou; max.prac.čas do vybitia batérie 60min;nabíjací čas 60 min; rozsah otáčok 2 000-30 000 ot./min.	1set	665,00 €	798,00 €
FC-25	Nožný spínač pre VIVA-MATE III	1 ks	49,17 €	59,00 €
VMJ30EM	Motor s káblom pre VIVA-MATE III	1 ks	238,33 €	286,00 €
MIO MR 230	mikromotor rozsah otáčok 3 000-35 000 ot./min. bezjadrový mikromotor s násadcom typu MR	1 set	630,00 €	756,00 €
MIO E 230	mikromotor rozsah otáčok 3 000-35 000 ot./min. bezjadrový mikromotor E-Typ, bez násadca	1 set	581,67 €	698,00 €
	Vzduchové a piezoelektrické odstraňovače zubného kameňa			
S - 950	Nesvetelný odstraňovač Titánový ZK 6000 Hz pripojiteľný na rýchlospojku; možnosť nastavenia výkonu(3 pozície) obsahuje 3 koncovky, 66 dB	1 ks	614,17 €	737,00 €
S - 950 L	Svetelný odstraňovač Titánový ZK 6000 Hz pripojiteľný na rýchlospojku; možnosť nastavenia výkonu(3 pozície) obsahuje 3 koncovky, 66 dB	1 ks	749,17 €	899,00 €
S - 950 KL, BL,WL,SL	Svetelný odstraňovač Titánový ZK 6000 Hz pripojiteľný na Kavov, BienAir, WH,Sirona rýchlospojku; možnosť nastavenia výkonu(3 pozície) obsahuje 3 koncovky, 66 dB	1 ks	818,33 €	982,00 €
AS2000 M4/B2/B3	Nesvetelný odstraňovač ZK 6000 Hz, pripojiteľný priamo na hadicu ; obsahuje 3 koncovky, 66 dB	1 ks	315,00 €	378,00 €
S1, 2, 3	Samostatná koncovka na pneumatiký OZK	1 ks	40,83 €	49,00 €
S10, 20, 21R, 21L	Samostatná koncovka na pneumatiký OZK	1 ks	57,50 €	69,00 €
S75	Upínač špeciálnych diamantových a karbidových nástrojov	1 ks	70,83 €	85,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
V-G70- G70,G71,G72,G75,G76	Diamantový nástroj - upínanie do koncovky S75 (dodanie z Japonska)	3 ks	74,17 €	89,00 €
	Set diamantových nástrojov G70-G76	1 set		
V-G77 - G78,G79,	Diamantový nástroj - upínanie do koncovky S75	3 ks		
	Set diamantových nástrojov G77-G79	1 set		
V-S1 - S3,S33,	Karbidový nástroj - upínanie do koncovky S75	3 ks		
	Set karbidových nástrojov pre koncovku S75	1 set		
	Ultrazvukové prístroje prenosné iPiezo			
Varios 970	iPiezo prístroj - nesvetelná verzia	1ks	1 791,67 €	2 150,00 €
Varios 970 LED	iPiezo prístroj - svetelná verzia s LED osvetlením	1ks	2 041,67 €	2 450,00 €
VARIOS 570 LUX NOVINKA!!!	iPiezo prenosný svetelný multifunkčný prístroj, možnosť využitia 43 rôznych koncoviek(na objednávku)	1 set	1 080,00 €	1 296,00 €
VARIOS 370 NOVINKA !	iPiezo prenosný nesvetelný multifunkčný prístroj, možnosť využitia 43 rôznych koncoviek(na objednávku)	1 ks	729,17 €	875,00 €
Varios 170	iPiezo prenosný nesvetelný multifunkčný piezoel.scaler zabudovateľný do súpravy	1ks	581,67 €	698,00 €
Varios 170 LUX	iPiezo prenosný svetelný s LED žiarovkou piezoel.scaler zabudovateľný do súpravy	1ks	812,50 €	975,00 €
	Koncovky pre UOZK VARIOS; SATELEC a EMS			
Cenová skupina I	G1,G2,G3,G4,G5,G6,G7,G11,G12,G13,G21,G22,G25,G26, G28, G1E,G2E,G3E,G4E,G6E	1ks	40,83 €	49,00 €
Cenová skupina II	E4,E5,E6,E7,E8	1ks	43,33 €	52,00 €
Cenová skupina III	P2D,P3D, P1	1ks	47,50 €	57,00 €
Cenová skupina IV	E4D,E7D,E8D	1ks	51,67 €	62,00 €
Cenová skupina V	P10,P20,P21R,P21L,P25R,P25L, P20E,P21R-E,P21L-E,P25R-E, P25L-E, P40, P41,	1ks	60,00 €	72,00 €
Cenová skupina VI	E11,E12	1ks	67,50 €	81,00 €
Cenová skupina VII	E32D, E30RD, E30LD, E31D,	1 ks	70,83 €	85,00 €
Cenová skupina VII	G61D,G62D,G65D,G66D,G67D,G68D	1ks	72,50 €	87,00 €
NOVINKA!	G95 - koncovka pre extrakciu zubov	1 ks	107,50 €	129,00 €
	Gumová "čiapočka" prekoncovku G21 a G22	10 ks	24,17 €	29,00 €
V 10	Upínač PERIO koncovky V-P10	1 ks	70,83 €	85,00 €
V-P10	Perio koncovka	3 ks	24,17 €	29,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
V30	Upínač špeciálnych ultrasonic koreň. nástrojov	1 ks	70,83 €	85,00 €
	Endo koncovky V-S50-53 a V-S50D-53D	1 sada/3ks	24,17 €	29,00 €
	Dia vrtáčky pre koncovku VARIOS V30-Tip: V-G70-76	1 kr.(3 ks)	22,92 €	27,50 €
	Sada dia vrtáčikov V-G70-76	1 kr./5 ks	37,50 €	45,00 €
	Dia vrtáčky pre koncovku VARIOS V30-Tip: V-G77-79	1 kr.(3 ks)	28,33 €	34,00 €
	Sada dia vrtáčikov V-G77-79	1 kr.(3 ks)	28,33 €	34,00 €
	Carbid vrtáčky preVARIOS V30-Tip: V-S1, V-S3, V-S33	1 kr.(3 ks)	28,33 €	34,00 €
	Sada carbid vrtáčikov V-S1, V-S3, V-S33	1 kr.(3 ks)	28,33 €	34,00 €
PARO Set A	Set Paro koncoviek P1D, P2D, P3D, P10	1 set	181,67 €	218,00 €
PARO Set B	Set Paro koncoviek P20, P25R, P25L	1 set	161,67 €	194,00 €
ENDO Set E11	Set Endo nástrojov	1 set	115,83 €	139,00 €
ENDO Set E12	Set Endo nástrojov	1 set	115,83 €	139,00 €
RETRO Set	Set Endo koncoviek	1 set	249,17 €	299,00 €
MINIMALINVASION Set	Set diamantových nástrojov pre koncovku V-30; set obsahuje 9x dia nástroje a upínač V-30	1 set	130,00 €	156,00 €
iSD900	Bezkáblový el. skrutkovač na upevňovanie implantátov so systémom kalibrácie krútiaceho momentu	1 ks	1 245,83 €	1 495,00 €
	Apexlokátory			
iPEX II	dentálny apexlokátor II NOVINKA!	1 ks	640,83 €	769,00 €
IPEX	digitálny apexlokátor s veľkým displejom, technológia multifrekvebného softvéru merania eliminuje irelevantné signály pri zahnutých koreňoch alebo iných zvláštnych okolnostiach	1 ks	640,83 €	769,00 €
	Svorka s káblikom na prichytenie koreňového nástroja	1 ks	25,83 €	31,00 €
	Predlžovací káblík	1 ks	25,42 €	30,50 €
	kovový háčik na peru	1 ks	8,75 €	10,50 €
	Merací kábel	1 ks	39,17 €	47,00 €
	Systém leštenia resp. odtraňovanie povlakov a zafarbenia zubov			
Prophy-Mate NEO	násadec na čistenie a leštenie zubov, pripojiteľný na NSK rýchlospojku Phatelus alebo s ukončením Midwest resp. Borden; obsahuje 2 trysky so 60° a 80° zahnutím	1 set	675,00 €	810,00 €
Prophy-Mate NEO	násadec na čistenie a leštenie zubov, pripojiteľný na rýchlospojku Bien Air, WH, SIRONA a KAVO ; obsahuje 2 trysky so 60° a 80° zahnutím	1 set	707,50 €	849,00 €
	Prophy - Mate prášok na báze bikarbonátu sódného	100x12g	105,83 €	127,00 €
	Náhradné balenie prášku pre Prophy-Mate vo fľaške (Prášok na báze kalcia)	300g	18,33 €	22,00 €
	Náhradné balenie prášku pre Prophy-Mate vo fľaške (Prášok na báze kalcia)	4x300g	64,17 €	77,00 €

Katalóg. Index (model)	Názov a popis výrobku	Jednotka balenia	Cena bez DPH 20%	Cena s DPH 20%
	Náhradné balenie prášku pre Prophy-Mate - 1500g (Prášok na báze kalcia)	100x15g	115,83 €	139,00 €
	Odstraňovač povlakov. Perio-Mate je vynikajúci nástroj na subgingiválne oštiepenie.			
Perio-Mate	Pre NSK rýchlospojku NOVINKA!	1 ks	790,83 €	949,00 €
Perio-Mate	Pre rýchlospojku KaVO, Sirona, WH a Bien Air NOVINKA!	1 ks	832,50 €	999,00 €
	Perio-Mate prášok na báze glycerínu a jemného vodného spreja	4x100g	57,50 €	69,00 €
	Perio-Mate prášok na báze glycerínu a jemného vodného spreja	100g	15,83 €	19,00 €
	Perio koncovky (Nozzle Tip)	40 ks	64,17 €	77,00 €
	Prístroj na údržbu turbínok a násadcov			
iCare+	Plne automatický prístroj na čistenie, mazanie a dezinfekciu turbínok a násadcov - NOVINKA	1 ks	4 150,00 €	4 980,00 €
	n.cid dezinfekčná tekutina pre iCare+	6x500ml	110,00 €	132,00 €
	n.clean čistiaca tekutina pre iCare+	6x500ml	110,00 €	132,00 €
	n.cid dezinfekčná tekutina pre iCare+	500ml		
	n.clean čistiaca tekutina pre iCare+	500ml		
	Náhradný mazací olej (Care3 Plus, iCare+)	1 liter	65,83 €	79,00 €
	Adaptér pre KAVO, W&H, Bien Air a Sirona náradie	1 ks	78,33 €	94,00 €
	Adaptér B2/M4	1ks		
NOVINKA!	Plne automatický systém na údržbu turbínok a násadcov (nástupca Care 3 Plus)			
iCare C2	Prístroj na automatické čistenie a mazanie turbínok a násadcov a vzduchových motorov; má 4 porty , 2x pre turbíny a 2x pre násadec, obsahuje 1l mazací olej	1ks	1 541,67 €	1 850,00 €
iCare C3	Prístroj na automatické čistenie a mazanie turbínok a násadcov a vzduchových motorov; má 4 porty : 3x pre násadce, 1x pre turbínu, obsahuje: , 1l mazací olej	1 set	1 646,67 €	1 976,00 €
	Náhradný mazací olej (Care3 Plus, iCare+)	1 liter	65,83 €	79,00 €
	Adaptér pre KAVO, W&H, Bien Air a Sirona náradie	1 ks	73,33 €	88,00 €
	Adaptér B2/M4	1ks	42,50 €	51,00 €
	Ostatné stomatologické náradie			
PANA SPRAY	Čistiaci a mazací spray na lubrikáciu turbínok, vzduchových motorov a násadcov bez koncoviek (NSK)	500 ml	20,83 €	25,00 €
PANA SPRAY karton	Čistiaci a mazací spray na lubrikáciu turbínok, vzduchových motorov a násadcov bez koncoviek (NSK)	6x500 ml	115,00 €	138,00 €
P 183-090	adaptér na mazanie turbínok	1ks	6,08 €	7,30 €
M070-090	adaptér na mazanie hlavičiek PHATELUS	1 ks	6,08 €	7,30 €
NIRO	Nerezová kazeta na sterilizáciu imlantologického mikromotora s hadicou, násadcov a turbínok v autokláve	1 ks	120,83 €	145,00 €
Z-036	Multistojan na turbíny, motory a hlavičky	1ks	63,33 €	76,00 €

